



**AB** Sustentable  
Ambiental  
Pensamos, sentimos y actuamos sustentablemente

**Marca:** Bata desechable no estéril  
**CÓDIGO DEL PRODUCTO:** ABG-SMMS



**DESCRIPCIÓN:** Bata con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho, tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos antiestática y resistente a la tensión. No estéril y desechable.

#### **USO:**

Este producto es ideal para hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud.

#### **NORMAS**

NMX-A-025-INNTEX-2017

NMX-A-047-INNTEX-2013

#### **CUIDADOS**

Este producto está diseñado para uso de una sola vez.

No utilizar para soldadura, metales fundidos corte o quemaduras con acetileno, rayos láser o como protección contra niveles dañinos de radiación infrarroja.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Fabricada en polipropileno no tejido
- De un solo uso
- No estéril
- Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos
- Antiestática
- Preventivo en el riesgo de contagio

#### **ESPECIFICACIONES**

Color: Azul  
Talla: Grande  
Empaque individual: 1 bolsa

#### **MATERIALES**


Material: Polipropileno



1.-Se lava las manos cumpliendo las medidas de bioseguridad



2.-Abra el empaque de la bata



3.-Tome la bata introduzca un brazo y luego el otro.



4.-Asegure la bata ajustando



5.-Una vez utilizada, retirar cuidadosamente enrollando la bata sobre la superficie, asegurándose de que ninguna superficie contaminada toque manos o piel desprotegida.



6. Desechar en contenedores designados para residuos de infección.